

探索生命 延续希望



生化试剂

Biochemical Assay

TE GEN 透景

上海透景生命科技股份有限公司简介



上海透景生命科技股份有限公司（简称“透景生命”，证券代码：300642）成立于 2003 年，坐落于有“药谷”之称的上海张江高科技园区，是一家专业从事高端体外诊断产品的研发、生产和推广，以技术创新和卓越科研能力见长的高新技术企业。

透景生命自成立以来始终专注于肿瘤相关检测，开发用于肿瘤早期筛查、辅助诊断、个性化用药及预后判断等肿瘤全程检测相关产品，并相继获得国家药品监督管理局（NMPA）注册证。公司是国内最早致力于高通量流式荧光技术研发和推广的企业，在全球率先推出基于流式荧光技术的全自动高通量免疫检测系统(TESMI)，拥有业内领先的超高检测速度。目前公司已建立了以高通量流式荧光技术、化学发光技术、多重荧光 PCR 技术等为主的多种技术平台，形成以肿瘤全程检测、生殖健康、自身免疫、病原体感染、心脏疾病标志物及 DNA 甲基化等为主要应用方向的多系列产品。公司推出的国内首个高通量流式荧光法肿瘤标志物联检及 HPV 全分型产品，国内首获 NMPA 注册证的 Y 染色体微缺失检测及 SHOX2+RASSF1A 肺癌基因甲基化检测产品等均为国内乃至国际上的创新性产品。透景生命与日立诊断联合推出日立-透景兼容性流水线，充分利用实验室现有资源，有效提升临床实验室的检测速度及降低检测成本，开启了国内兼容性流水线的新模式。

透景生命将积极与众多国际公司展开多层次、全方位的合作，并在国内建立高效的研发体系，力争成为国际生命科技领域有影响力的公司，为人类的健康事业做出贡献。

透景生化 质量稳定 性能优越 >>

透景生化试剂的原料均源自国内外知名厂家，经研发人员精心细致的筛选，将欧洲的先进技术融于自身产品，达到博采众长的效果。数年来经受住了临床的严苛考验，代表了现阶段国内生化诊断试剂的先进水平。

 肝功类

产品名称	英文缩写	方法原理
丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒	ALT	丙氨酸底物法
天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒	AST	天门冬氨酸底物法
总胆红素测定试剂盒	T-BIL	钒酸盐氧化法
直接胆红素测定试剂盒	D-BIL	钒酸盐氧化法
总蛋白测定试剂盒	TP	双缩脲法
白蛋白测定试剂盒	ALB	溴甲酚绿法
γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒	GGT	GCANA 底物法
碱性磷酸酶测定试剂盒	ALP	NPP 底物-AMP 缓冲液法
胆碱酯酶测定试剂盒	CHE	丁酰硫代胆碱底物法
总胆汁酸测定试剂盒	TBA	酶循环法
前白蛋白测定试剂盒	PA	免疫比浊法
腺苷脱氨酶测定试剂盒	ADA	过氧化物酶法
5'-核苷酸酶测定试剂盒	5'-NT	过氧化物酶法
α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒	AFU	CNPF 底物法
甘胆酸测定试剂盒	CG	胶乳免疫比浊法
单胺氧化酶测定试剂盒	MAO	谷氨酸脱氢酶法

产品名称	英文缩写	方法原理
尿素测定试剂盒	UREA	尿素酶-谷氨酸脱氢酶法
尿酸测定试剂盒	UA	尿酸酶法
肌酐测定试剂盒	CRE	肌氨酸氧化酶法
胱抑素 C 测定试剂盒	CysC	胶乳免疫比浊法
β 2-微球蛋白测定试剂盒	BMG	胶乳免疫比浊法
视黄醇结合蛋白测定试剂盒	RBP	胶乳免疫比浊法
中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒	NGAL	胶乳免疫比浊法

产品名称	英文缩写	方法原理
胆固醇测定试剂盒	CHO	CHOD-PAP 法
甘油三酯测定试剂盒	TG	GPO-PAP 法
高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒	HDL-C	直接法-选择抑制法
低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒	LDL-C	直接法-表面活性剂清除法
载脂蛋白 A1 测定试剂盒	ApoA1	免疫比浊法
载脂蛋白 B 测定试剂盒	ApoB	免疫比浊法
小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒	sdLDL	过氧化物酶法
脂蛋白相关磷脂酶 A2 测定试剂盒	Lp-PLA2	速率法
载脂蛋白 E 测定试剂盒	ApoE	免疫比浊法
脂蛋白 (a) 测定试剂盒	Lp (a)	胶乳免疫比浊法
同型半胱氨酸测定试剂盒	HCY	酶循环法
游离脂肪酸测定试剂盒	NEFA	ACS-ACOD 法

心肌类

产品名称	英文缩写	方法原理
肌酸激酶测定试剂盒	CK	磷酸肌酸底物法
肌酸激酶 MB 同工酶测定试剂盒	CK-MB	免疫抑制法
α -羟丁酸脱氢酶测定试剂盒	HBDH	α -酮丁酸底物法
乳酸脱氢酶测定试剂盒	LDH	乳酸底物法

电解质类

产品名称	英文缩写	方法原理
二氧化碳测定试剂盒	CO ₂	PEPC 酶法
钙测定试剂盒	Ca	偶氮砷 III 法
镁测定试剂盒	Mg	二甲苯胺蓝法
无机磷测定试剂盒	IP	磷钼酸盐法
乳酸测定试剂盒	LAC	乳酸氧化酶法

糖代谢类

产品名称	英文缩写	方法原理
葡萄糖测定试剂盒	GLU	葡萄糖氧化酶法
葡萄糖测定试剂盒	GLU (HK)	己糖激酶法
糖化血红蛋白测定试剂盒	HbA _{1c}	胶乳免疫比浊法
糖化白蛋白测定试剂盒	GA	酶法
1,5-脱水葡萄糖醇测定试剂盒	1,5-AG	酶法

产品名称	英文缩写	方法原理
α-淀粉酶测定试剂盒	AMY	EPS 底物法
脂肪酶测定试剂盒	LPS	甲基试卤灵底物法
C-反应蛋白测定试剂盒	CRP	胶乳免疫比浊法
抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒	ASO	胶乳免疫比浊法
类风湿因子测定试剂盒	RF	胶乳免疫比浊法
D-二聚体测定试剂盒	D-D	胶乳免疫比浊法
纤维蛋白原降解产物测定试剂盒	FDP	胶乳免疫比浊法
免疫球蛋白 A 测定试剂盒	IgA	免疫比浊法
免疫球蛋白 G 测定试剂盒	IgG	免疫比浊法
免疫球蛋白 M 测定试剂盒	IgM	免疫比浊法
补体 C3 测定试剂盒	C3	免疫比浊法
补体 C4 测定试剂盒	C4	免疫比浊法
血清淀粉样蛋白 A 测定试剂盒	SAA	胶乳免疫比浊法
补体 C1q 测定试剂盒	C1q	免疫比浊法
全量程 C 反应蛋白测定试剂盒	FCRP	胶乳免疫比浊法
抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒	CCP	胶乳免疫比浊法
特种蛋白校准品	SP Calibrator	/

上海透景生命科技股份有限公司

地址：上海市浦东新区张江高科技园区碧波路 572 弄 115 号 1 幢邮编(Code): 201203 电话(Tel): +86. 21. 50800020
 传真(Fax): +86. 2 不 50270390 网址: www.tellgen.com E-mail: info@tellgen.com

